

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 1 (P1) - ОСНОВНОЙ МАССАЖ (34 МИН) ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ РЕЖИМ ТЕРМИЧЕСКОЙ КРОВАТИ NY-7000.

- термомассаж всего тела, с сосредоточением на определенных участках;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 2 (P2) - ДОРСАЛЬНЫЙ МАССАЖ (29 МИН)

- термомассаж с особым вниманием к области шеи и дорсальной зоны;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 3 (P3) - МАССАЖ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ (28 МИН)

- термомассаж с особым вниманием к поясничной области;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 4 (P4) - "ПАЛЬЦЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ" (24 МИН)

- термомассаж с применением "пальцевого воздействия" верхней части тела;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 5 (P5) - ОБЩИЙ МАССАЖ (14 МИН)

- непрерывный термомассаж всей верхней части тела;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 6 (P6) - МАССАЖ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (16 МИН)

- термомассаж с особым вниманием к брюшной полости;
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 7 (P7) МАНУАЛЬНЫЙ (УПРАВЛЯЕМЫЙ) МАССАЖ (НЕ ОГРАНИЧЕНО)

- термомассаж определенных участков верхней части тела (вручную);
- термомассаж с применением "метода пальцевого воздействия" на ноги;

Эффект массажа окажется более ощутимым, если поочередно применять основной и один из специальных режимов два раза в день. Автоматическое перемещение внутренних нефритовых массажных головок вдоль нижней части тела способствует расслаблению пациента независимо от роста.

***Удобный пульт управления. Удобное дистанционное управление для основной и нижней части устройства. Все функциональные установки легко скорректировать дистанционным управлением.

Широкий и длинный размер. Размер был увеличен для удобства использования людьми с любой конституцией тела. NY-7000 разработан не только для комфортного использования, но также для увеличения срока эксплуатации устройства и учета индивидуальных особенностей пользователей.

Внутренние массажные головки с 5 дорожками. Размеры массажных головок были увеличены. Они обеспечивают приятное ощущение воздействия на точки акупунктуры. Эффективно и удобно.

Внешние массажные головки с 2 дорожками. Внешние массажные головки с 2 дорожками используются наружно. Инфракрасные лучи и воздействие на точки акупунктуры оказывают благоприятное действие на шею, лицо и другие участки тела.

Внешние массажные головки с 15 дорожками. Внешние массажные головки с 15-дорожками используются наружно. Инфракрасные лучи и воздействие на точки акупунктуры оказывают благоприятное действие на живот, спину и поясницу.

Безопасный сетевой переключатель. Все кабели соединения размещены на обратной стороне устройства. Передний план устройства был упрощен для безопасности.

Новая особенность в нижней части устройства. Пользователи могут применять воздействие на точки акупунктуры и тепловое воздействие в нижней части.